


HALLUX SOFT BANDAGE

Tag und Nacht Bandage für Zuhause



Hallux-Valgus

Hauptverantwortlich für die Hallux-Valgus-Bildung ist ein „Abrutschen“ und Verkürzen der Sehnen der Großzehe, wodurch diese im Laufe der Zeit zunehmend in eine Fehlstellung gezogen wird. Stetig zunehmende Schmerzen, Mitbeeinträchtigung benachbarter Zehen und Druckstellen, enden dann oft in einer Operation. Auch nach einer evtl. erforderlich gewordenen Hallux-Operation ist eine weitere Stabilisierung sinnvoll, um ein erneutes Abweichen in die Fehlstellung zu verhindern.

Die **Hallux Soft Bandage** kann durch die seitliche Versteifung und die optimal positionierten Klettverschlüsse dem betroffenen Sehnenzug einer Hallux valgus- Bildung entgegenwirken.

Neben dem weichen Material ermöglichen auch die Klettverschlüsse mit den elastischen Zügen eine individuelle Anpassung und einen hohen Tragekomfort, so dass der Schlaf möglichst wenig beeinträchtigt wird.

Empfehlenswert ist neben der Nachtschienung auch eine Schienung 2-3 Std. tagsüber. (für das Tragen in Schuhen nicht empfohlen)

- **Ideal für Tag und Nacht zuhause**
- **Individuelle Positionierung**
- **Guter Tragekomfort**



Artikelnummer: CY5916-drh rechts, CY5917-drh links, 1 Stück, Einheitsgröße
Material: 100% Polyester, Klettverschluss

