

Druckbelastung an Füßen

Ein Fuß besteht aus 26 Knochen, die von Sehnen, Muskeln und Gelenkkapseln in Position gehalten werden. Bei Überlastung wie Stößen, harten Böden, hoher Beanspruchung, werden diese fein abgestimmten Knochenpositionen verschoben. Knick-, Senk-, Spreizfuß (Plattfuß), Sehnenreizungen, Gelenkverschleiß und Schmerzen sind die Folgen. Bisher versuchte man mit starren Einlagen die wichtigen Fußlängs-/quergewölbe zu unterstützen, wodurch allerdings die Fußmuskulatur nicht mehr gefordert wurde. Ein inaktiver Muskel verkümmert jedoch.


Durch Nutzung neuer Materialien, wie z.B. Memoryschaum, steht nun eine dynamische Einlage zur Verfügung, die die entscheidenden Fußgewölbe unterstützt, gleichzeitig nachgiebig ist und auf diese Weise die Fußmuskulatur aktiv hält.

- **Aktive Unterstützung der Fußgewölbe bei Senk-/Spreizfuß**
- **Stoßdämpfung bei fußbelastenden Aktivitäten**
- **Gute Abpufferung der Ferse z.B. bei Fersenspornbeschwerden**
- **Erhaltung der Fußmuskelaktivität**
- **Weiche Schuhinnendynamik**
- **Vorstufe bei Diabetes**
(nicht geeignet bei diabetischem Fuß)

Untere Schicht:
Memory PU-Gel

Obere Schicht:
Memory Weichschaum

Stützpelotte



Artikelnummer: CY6400-drh, 1 Paar, Größen 35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46

Material: Polyurethan Gel, Poron Memory Weichschaum